

Hoe onderhoud ik een voorvoetprothese en de voetstomp?

→ Oorzaken voor amputatie

→ De voorvoetamputatie

→ De eerste weken erna

→ **Langdurige verzorging**

5 Verzorgingstips voor uw siliconen prothese

1. Trek uw voorvoetprothese voor het slapen gaan uit
2. Was uw prothese één maal per dag met lauwwarm water en neutrale handzeep of liefst groene dreft.
3. Laat uw prothese luchtdrogen.
4. Gebruik voor het reinigen geen chemische middelen. Deze kunnen in de siliconen dringen en later worden opgenomen in uw huid, of deze irriteren.
5. Bij ernstige vervuiling van uw prothese kunt u deze met gewoon leidingwater gedurende een uur uitkoken.